



Table de Traction
Vertébrale Galaxy
Triton® 6M



Triton® 6M


Table de Traction Vertébrale Galaxy

La traction est utilisée depuis des années dans le traitement par décompression, les contractures musculaires aiguës et les rachialgies d'origine discale.

L'étirement de la colonne réduit la pression sur le disque intervertébral, détend les muscles environnants, soulage la compression et l'irritation de la racine du nerf et améliore la circulation locale.

La table de traction vertébrale Galaxy Triton® 6M est conçue pour faciliter le travail des thérapeutes en permettant une position optimale des patients.

Associée à une unité de traction motorisée et une gamme d'accessoires, Chattanooga™ offre aux thérapeutes une solution de traitement de traction vertébrale ergonomique et efficace.



Caractéristiques

- Table de traitement à 6 sections pour un confort maximal en position assise ou couchée lors des thérapies manuelles ou de traction
- Commande manuelle ou pédale d'ajustement de la hauteur de table et mécanisme de verrouillage pour la sécurité
- Les plans mobiles évitent les frottements sous les hanches et les jambes, permettant d'appliquer la force de traction vertébrale maximale pendant le traitement :
 - La section de jambe est réglable de 0 ° à 45 °
 - La section d'inclinaison pelvienne est réglable de 0 ° à 15 ° pour notamment aborder l'asymétrie pelvienne et favoriser le positionnement du bassin
 - Tête Procline/Décline de -15° à +40° assistées à gaz pour favoriser le positionnement de la partie cervicale.
- Gamme complète d'accessoires pour répondre à tous les besoins

Section d'inclinaison pelvienne réglable de 0° à 15°



Système de ceinture QuikWrap™ DTS (2825)



Appareil de Traction Triton DTS® (4749)



Plateau jambier réglable

Manivelle d'ajustement ergonomique

Protections axiales amovibles


Interrupteur d'ajustement de hauteur

Support piédestal réglable



Ajustement de la hauteur de la table avec mécanisme de verrouillage pour la sécurité

Roulettes multidirectionnelles verrouillables





Triton® 6M

Informations de commande

Code Article	Description Produit
4769M102	Table de traction Triton 6M Bleue
4769M108	Table de traction Triton 6M Noire

Spécifications Techniques

Alimentation	230 V~ 50/60 HZ, 120 V~ 50/60 HZ	
Intensité du courant	1A max avec 230V, 2A max avec 120V	
Dimensions (cm)	Total:	L 207 x L 70
	Section tête	58
	Section thoracique	22
	Plateau jambier	77
	Elévation minimum	48
	Elévation maximum	95
Capacité de levage	≤ 200KG	
Charge maximale	≤ 300KG	
Poids	Max 165kg	
Classe électrique	Classe II, Type B	
Sécurité	Marquage CE, classe I règle 12	

Accessoires en option

Code Article	Description
2825	Système d'immobilisation QuickWrap™ DTS
7040	Dispositif de traction clinique cervicale Saunders
42901	Repose jambes pour traction lombaire
9296	Dispositif Biofeedback de pression STABILIZER™
83215	Protection axiale (XI)

DISTRIBUÉ PAR



190, Boul. St-Elzéar Ouest
Laval (Québec) H7L 3N3
T 450 669.8985 | 1 800 361.0877
F 450 669.9532 | 1 888 935.7001
www.mtm.ca