

## INFORMATIONS DE COMMANDE

2082 - Unité Intellect® RPW - 100 V

2073 - Unité Intellect® RPW - 120 V

2074 - Unité Intellect® RPW - 230 V

### Accessoires standard :

28700 - Kit d'accessoires D-ACTOR® comprenant les éléments suivants :

28699 - Pistolet D-ACTOR®

28736 - Projectile (3x)

17638 - Transducteur R15 - 15 mm

28724 - Transducteur D20 D-ACTOR® 20 mm

28737 - Ensemble de joints

28738 - Tubes de guidage (2x)

28739 - Brosse d'entretien

4248 - Flacon de Gel - 250 ml (1x)

27465 - Carte patient (1x)

28668 - Guide de l'utilisateur sur CD

### Accessoires en option :

28725 - Transducteur D35 D-ACTOR® 35 mm

28726 - Transducteur F15 Focus-Lens 15 mm

28728 - Transducteur Deep Impact® 15 mm

28729 - Transducteur C15 CERAmA-x® ESWT 15 mm

28701 - Kit de révision comprenant 2 tubes de guidage et 2 projectiles

28730 - Kit d'applicateur V-ACTOR® contenant les éléments suivants :

28740 - Transducteur pour infrasons V25 V-ACTOR® 25 mm

28741 - Transducteur pour infrasons V40 V-ACTOR® 40 mm

DJO International Ltd.  
7 The Pines Business Park  
Broad Street  
Guildford  
Surrey  
GU3 3BH  
ENGLAND  
Tel: +44 (0)1483 459 659  
Fax: +44 (0)1483 459 470  
Email: ukorders@DJOglobal.com  
[www.DJOglobal.eu](http://www.DJOglobal.eu)



190, Boul. St-Elzéar Ouest, Laval (Québec) H7L 3N3  
T 450 669.8985 | 1 800 361.0877  
F 450 669.9532 | 1 888 935.7001

[www.medicaltronik.ca](http://www.medicaltronik.ca)



Shockwave by Chattanooga™  
Ondes de Choc Radiales

**Intelect**  
RPW



## INTELECT® RPW

L'Intellect® RPW est doté d'un écran tactile afin de faciliter la prise en main de l'appareil et d'assurer une utilisation simplifiée. L'interface, dotée de différents menus, est simple à utiliser et garantit une sélection fiable de tous les paramètres nécessaires lors de l'initialisation ou pendant le traitement du patient.

### PROFIL DE L'UTILISATEUR

Ce système clinique d'Ondes de Choc est parfaitement adapté aux applications suivantes :

- Orthopédie
- Rhumatologie
- Médecine physique
- Rééducation
- Physiothérapie
- Clubs sportifs
- Acupuncture
- Esthétique
- Applications Vétérinaires

### INDICATIONS

- Douleurs myofasciales
  - Localisation et désactivation des Points Trigger
- Activation de la microcirculation
  - Angiogénèse
  - Hyperémie
  - Effet décontracturant
  - Massage par vibration pulsée
- Tendinopathies
  - Fasciite plantaire, épine calcanéenne
  - Tendinopathie calcifiante
  - Epicondylite
  - Tendinopathie achilléenne
  - Tendinopathie patellaire
  - Périostite tibiale
  - Syndrome de la bandelette ilio-tibiale/Syndrome de l'essuie-glace

Intellect®  
RPW



### CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES

#### 1 CONNEXIONS POUR 2 CANAUX DE SORTIE

L'Intellect® RPW autorise la connexion de 2 applicateurs pour permettre l'utilisation rapide et efficace de transducteurs complémentaires pendant le traitement du patient. 2 applicateurs sont disponibles :

##### Pistolet D-ACTOR®

###### Applications :

- Douleurs myofasciales – Points Trigger
- Tendinopathies
  - Épine calcanéenne
  - Périostite tibiale
- Contractures musculaires (localisées, cervicalgie, lombalgie...)
- Acupuncture
- Traitement de la cellulite



##### Applicateur V-ACTOR®

L'applicateur V-ACTOR® est le complément idéal à la thérapie par ondes de choc et contribue à l'obtention de résultats durables.

###### Traitement par infrasons :

- Stimule le métabolisme et accélère l'élimination des toxines
- Raffermit les tissus par la stimulation musculaire
- Offre une sensation de bien-être relaxante
- Remodelage corporel
- Raffermissment
- Massage relaxant
- Activation musculaire et effet hyperémiant



## 2 UNE NAVIGATION SIMPLIFIEE


Cette fonctionnalité vous permet d'accéder aux fonctions désirées d'un simple effleurement du doigt. Le paramétrage du traitement est simple et rapide via Quick-Link Indications, Protocoles Cliniques™, Protocole de l'utilisateur ou par un réglage manuel :

- 200 emplacements de stockage pour protocoles personnalisés
- Plus de 80 Protocoles Cliniques intégrés



## 3 AJUSTEMENT DE LA RAMPE : UN REGLAGE OPTIMAL DU NIVEAU D'ENERGIE

- Une fonctionnalité de progressivité automatique qui permet une progression graduelle de l'intensité pendant le traitement donnant une augmentation de l'intensité en douceur, en fonction de votre patient
- Les seuils de douleur du patient peuvent être enregistrés et le traitement adapté de façon optimale en fonction de ces seuils



## 4 RESSOURCES CLINIQUES

L'Intellect® RPW intègre une suite complète de références disponibles d'une simple pression.

- Ces ressources comprennent :
- Bibliothèque graphique couleur avec images anatomiques et pathologies
  - Images de positionnement de l'applicateur
  - Présentation des ondes de choc
  - Contre-indications aux ondes de choc



## FONCTIONNALITES SUPPLEMENTAIRES

- Une plate-forme de stockage pratique donne un accès facile et sécurisé aux applicateurs, transducteurs et gels
- Rotation de l'interface à 360°
- Grand tiroir de stockage pour les fournitures cliniques
- Logiciel multilingue
- Documentation des séances de traitement, échelles de douleur du patient avant et après traitement, cartographie de la douleur et types de douleur enregistrés sur les cartes de données des patients

Rotation de l'interface à 360°



Tiroir de stockage



Plate-forme de stockage

