

**Gants de latex Medicom® SafeBasics<sup>MC</sup> Easy Fit<sup>MC</sup> pour examens médicaux – Sans poudre chlorés**

---

<b>Code article</b>	1188 A-E
<b>Pays d'origine</b>	Malaisie
<b>Matière première</b>	Latex de caoutchouc naturel
<b>Longueur (mm)</b>	T-P, P : ≥ 220 Autres : ≥ 230
<b>Largeur (mm)</b>	Très petit (T-P) 60-80 Petit (P) 70-90 Moyen (M) 85-105 Grand (G) 101-121 Très Grand (T-G) >110
<b>Épaisseur paume</b>	≥ 0,08 mm
<b>Épaisseur doigt</b>	≥ 0,08 mm
<b>Contrainte de rupture</b>	Avant vieillissement : ≥ 18 MPa Après vieillissement : ≥ 14 MPa
<b>% d'élongation</b>	Avant vieillissement : ≥ 650 % Après vieillissement : ≥ 500 %
<b>Étanchéité (NQA)</b>	1,5
<b>Stérilité</b>	Non stérile
<b>Couleur</b>	Latex de caoutchouc naturel (jaunâtre)
<b>Tailles</b>	Très petit; petit, moyen; grand, très grand
<b>Intérieur du gant</b>	Sans poudre
<b>Extérieur du gant</b>	Entièrement texturé
<b>Usage</b>	Usage unique seulement
<b>Emballage</b>	100 gants par boîte / 10 boîtes par caisse / 1 000 gants par caisse
<b>Entreposage</b>	Conserver dans un endroit frais et sec. Éviter la chaleur excessive (40 °C, 104 °F). Protéger les boîtes entamées contre l'exposition directe au soleil ou à l'éclairage fluorescent.



**Remarque : Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel qui peut entraîner des réactions allergiques chez certaines personnes.**

**Conforme à la norme ASTM D-3578**